



# INSTRUCTIONS FOR USE

# Single-use Syringe 1 ml Luer Lock


- EN** **1** Locking handle in FREE-mode **2** Pull-up dilution Remove air-bubbles **3** Rotate plunger to set scale See dilution table on the box **4** Locking handle in OPERATION-mode **5** Ready to inject




**1**




**2**



**3**



**4**



**5**

<b>DE</b>	Der Hebel in Gleitmodus	Aufsaugen Verdünnung Luftblasen entweichen lassen	Pumpkolben in die gewünschte Dosierstellung drehen Siehe Verdünnungstabelle auf der Verpackung	Der Hebel in Betriebsmodus	Spritzfertig
<b>FR</b>	Poignée en mode libre	Faites remonter la dilution Éliminez les bulles d'air	Faites tourner le piston jusqu'à réglage de la dose requise Consultez le tableau de dilution sur la boîte	Poignée en mode de fonctionnement	Prêt à injecter
<b>IT</b>	Maneggiare in modalità libero	Prelevare la soluzione utilizzando	Ruotare lo stantuffo in posizione sull'impostazione del dosaggio richiesto Vedere la tabella di diluizione sulla confezione	Maneggiare in modalità operativa	Pronto per l'iniezione
<b>ES</b>	Manija en modo libre	Extraiga la dilución necesaria Elimine las burbujas de aire	Gire el émbolo hasta la posición de la dosis requerida. Consulte la tabla con diluciones, en la caja	Manija en modo de operación	Listo para inyectar
<b>BG</b>	Поставете заключващото лостче в свободен режим	Изтеглете разтвора, като издърпате буталото Премахнете въздушните мехурчета	Завъртете буталото, за да задатете скалата за дозиране Вижте таблицата за разреждане на кутията	Поставете заключващото лостче в работен режим	Готови за инжектиране
<b>CS</b>	Zamykací rukojeť ve volném režimu	Pull-up fedění Odstraňte vzduchové bubliny	Otáčáním pístu nastavte měřítko Viz tabulka fedění na krabici	Zamykací rukojeť v provozním režimu	Připraveno k injekci
<b>DA</b>	Låsehåndtag i fri tilstand	Træk fortyndingen op Fjern luftbobler	Drej stemplet for at indstille skalaen Se fortyndingstabel på æsken	Låsehåndtag i driftstilstand	Klar til at injicere
<b>EL</b>	ישפוח בצמב הליען תיד	פא-רשם לוליד ריווא תועוב רסה	הדימ הנק עובקל ידכ הנמבה תא בבוס הספוקה לע לוליד תלבט האר	הלועפ בצמב הליען תיד	הקרהלה נזמ
<b>HU</b>	Reteszelő fogantyú szabad üzemmódban	Felhúzható hígítás Távolítsa el a légbuborékokat	A skála beállításához forgassa el a dugattyút Lásd a hígítási táblázatot a dobozon	Reteszelő fogantyú működési módban	Beadásra kész
<b>NL</b>	Hendel in vrije modus	Pull-up verdunning Luchtbellen verwijderen	Draai de plunjer om de schaal in te stellen Zie verdunningstabel op de doos	Hendel in bedieningsmodus	Klaar om te injecteren
<b>PL</b>	Zwolnij uchwyt blokujący	Zaciągnij roztwór Usuń pęcherzyki powietrza	Obróć tłok, aby wskazywał wybraną dawkę Zapoznaj się z tabelą rozcieńczeń	Ustaw uchwyt w trybie pracy	Strzykawka gotowa do użycia
<b>PT</b>	Alavanca de travamento em mode livre	Encher com a diluição Remove as bolhas de ar	Gire o êmbolo para definir a escala Ver a tabela de diluição na caixa	Alavanca de tratamento em modo operação	Pronto para inyectar
<b>SV</b>	Låshandtag i fritt läge	Pull-up spädnig Ta bort luftbubblor	Vrid kolven till ange skala Se spädnig bord på lådan	Låshandtag i driftläge	Färdig att injicera
<b>TR</b>	Serbest modda kiiltleme kolar	Seyretlime için çekin Hava kabarcıklarını çıkarın	Ölçeği ayarlamak için pistonu döndürün Kutunun üzerindeki seyretlime tablosuna bakın	Çalışma modunda kiiltleme kolu	Enjeksiyona hazır

## INSTRUCTIONS FOR USE



EN Instructions for use  
DE Gebrauchsanleitung  
FR Mode d'emploi  
IT Istruzioni per l'uso  
ES Instrucciones de uso  
BG Инструкции за употреба  
CS Návod k použití  
DA Brugsanvisning  
EL שמישל תוארה  
HU Használati útmutató  
NL Gebruiksaanwijzing  
PL Instrukcja użycia  
PT Instruções de uso  
SV Användningsinstruktioner  
TR Kullanım için talimatlar

Single-use Syringe 1 ml Luer lock  
Einmal Injektionsspritze 1 ml Luer-Lock  
Seringue à usage unique 1 ml Luer Lock  
Siringa monouso da 1 ml Luer Lock  
Jeringa para un solo uso 1 ml Luer Lock  
спринцовка за еднократна употреба 1 ml Luer Lock  
Injekční stříkačka na jedno použití 1 ml Luer Lock  
Engångsspröjte 1 ml Luer Lock  
ימפע דח קררמ 1 ml Luer Lock  
Egyszer használatos fecskendő 1 ml Luer Lock  
Spuitje eenmalig gebruik 1 ml Luer Lock  
Strzykawka jednorazowego użytku 1 ml Luer Lock  
Seringa de uso único 1 ml Luer Lock  
Engångsspruta 1 ml Luer Lock  
Tek kullanımlık şırınga 1ml Luer Lock

Manufacturer/ Brand	Vial [units]	Solvent Added Sodium Chloride [ml]	Reconstitution Solution [units/0.1 ml]	3Dose Syringe - green - orange	3Dose Plunger Setting - black - blue	Number of units per click  <b>1 Click =</b>
Ipsen/Galderma Azzalure® Dysport®	125 Speywood units	0.625 ml	20 Speywood units / 0.1 ml	Green 3DG125	black: 0.025	5 Speywood units
	300 Speywood units	1.5 ml			blue: 0.05	10 Speywood units
	500 Speywood units	2.5 ml				
	125 Speywood units	1.25 ml	10 Speywood units / 0.1 ml	Green 3DG125	blue: 0.05	5 Speywood units
Allergan Botox® Vistabel®	50 units	1.25 ml	4 units / 0.1 ml	Green 3DG125	black: 0.025	1 unit
	100 units	2.50 ml			blue: 0.05	2 units
Ipsen/Galderma Alluzience®	125 Speywood units in 0.625 ml		20 Speywood units / 0.1 ml	Green 3DG125	black: 0.025 blue: 0.05	5 Speywood units 10 Speywood units
Xeomin® Bocouture®	50 units	1.0 ml	5 units / 0.1 ml	Orange 3DO100	black: 0.02	1 unit
	100 units	2.0 ml			blue: 0.04	2 units
	50 units	1.25 ml	4 units / 0.1 ml	Green 3DG125	black: 0.025	1 unit
	100 units	2.50 ml			blue: 0.05	2 units

Latex FREE



CE 2797

MD



STERILE

EO

C163.2



**BIMED TEKNİK ALETLER SAN. VE TIC. A.Ş.**  
S.S. Bakır Piriç San. Sitesi Leylak Cad.No:15  
34524 Beylikdüzü İSTANBUL/TÜRKİYE